


discovery[®]
delight



Zaskakująco odmienny.
System lingwalny.

D
DENTAURUM

Niewiarygodnie skuteczny.



discovery® delight istotnie zmniejsza liczbę komponentów potrzebnych do leczenia, a jednocześnie gwarantuje swobodny wybór wszystkich opcji terapeutycznych, od leczenia 2D do 3D.

We współpracy z prof. drem Rubensem Demicheri, Montevideo, powstał system lingwalny realizujący potrzeby pacjentów i oferujący wszystkie korzyści dobrze znanej rodziny zamków discovery®:

- najwyższa jakość
- praktycznie niewidoczne
- krótki czas leczenia
- najwyższy komfort noszenia
- znakomity projekt



Po prostu praktyczne.



Głównymi komponentami **discovery® delight** są cztery typy zamków: można je stosować w szczęce i żuchwie i gwarantują łatwą i oszczędzającą czas pracę! Znakomite połączenie pionowego slotu w części przedniej z poziomym slotem w części tylnej (otwarty / zamknięty) umożliwia optymalne przeniesienie siły. Uważnie dobrane łuki i instrumenty dopełniają portfel produktów **discovery® delight**.

Zamek 1-elementowy

Wysoka biokompatybilność

Podstawa zaprojektowana laserowo

Optymalna retencja

Optymalna budowa skrzydełka

Łatwe i bezpieczne ligaturowanie

Delikatny i niski profil

Największa możliwa przestrzeń dla języka

Zamek tylny zamknięty

Rurka trzonowa




Niezwykłe wszechstronny.



Wyniki	Niewielkie odchylenie położenia zębów tylnych („social six”)	Umiarkowane stłoczenie w obszarze przednim bez rotacji przedtrzonowców	Poważne stłoczenie w obszarze przednim bez rotacji przedtrzonowców	Poważne stłoczenie w obszarze przednim z rotacją przedtrzonowców	Odchylenia pozycji w całym łuku zębowym
Leczenie	2D	2D	2D	3D	3D
Średni czas leczenia	około 6 miesięcy	około 12 miesięcy	około 6–24 miesięcy	około 6–24 miesięcy	około 6–24 miesięcy

Przejrzyste ustawienie.



Całość to więcej niż suma części.
Aristoteles



Zamki lingwalne / rurki lingwalne

- Zamek przedni
3 – 3 / górny – dolny
- Zamek tylny, otwarty
4 – 5 / górny – dolny
- Zamek tylny zamknięty
4 – 5 / górny – dolny
- Rurka trzonowa
6er 5 / górny – dolny

Okrągłe łuki lingwalne

- rematitan® LITE, \varnothing 10
- rematitan® LITE, \varnothing 12
- rematitan® LITE, \varnothing 14
- rematitan® LITE, \varnothing 16
- rematitan® LITE, \varnothing 18
- remanium®, \varnothing 16
- remanium®, \varnothing 18
- dentaflex®, \varnothing 15

Prostokątne łuki lingwalne


- rematitan® LITE, \square 16 x 16
- rematitan® LITE, \square 19 x 19
- remanium®, \square 18 x 18
- remanium®, \square 19 x 19



Instrumenty

- Narzędzie do pozycjonowania
- Lusterko z liniami pomocniczymi
- Obcinak do cięcia ligatur
- Obcinak do końców dystalnych
- Kleszce zaciskające

Bogaty wybór zamków.



Dodatkowo do nowego systemu **discovery® delight** można wybierać spośród innych zamków całej rodziny **discovery®**. Spełniają wszystkie potrzeby terapeutyczne i oferują liczne możliwości kombinacji w tym zakresie.

Zamki przeznaczone do każdego typu leczenia!



discovery®
pearl

Fascynująco naturalne.



discovery®
smart

Niewielkie i znakomite.



discovery®

Suma doświadczeń.



discovery® sl **discovery®**
sl 20

Znakomita technologia zapewniająca sukces.

Dentaurum Group

Niemcy | Kraje Beneluksu | Hiszpania | Francja | Włochy | Szwajcaria | Australia | Kanada | USA i w ponad innych 130 krajach na całym świecie.



UNIKALNA
JAKOŚĆ
DENTAURUM
NA CAŁYM
ŚWIECIE

➔ Szczegółowe informacje o naszych produktach i usługach są dostępne na stronie www.dentaurum.de.

Data opracowania: 02/15
Zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian



www.dentaurum.de

All clinical figures provided by courtesy of Prof. Rubens Demichei, Dr. med. sci

D
DENTAURUM

Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Niemcy | Tel. +49 72 31/803-0 | Fax +49 72 31/803-295
www.dentaurum.de | info@dentaurum.de